

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnai3 Pour Wb Et Elisa - P08754

Numéro d'article: CM0014935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GNAI3 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible un épitope N-terminal. Pour la recherche sur la signalisation des GPCR et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAI3 pAb de lapin
Remarques/Alias	87U6, HG1A, ARCND1, ARCODS, GNAI3
Espèce	Humaine
ID du gène	2773
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la GNAI3 humaine (NP_006487.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P08754
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant