

Anticorps Polyclonal Anti-Gnao1 Pour Wb, If-P, Elisa - P09471

Numéro d'article: CM0023393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GNAO1 humain, adapté pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la sous-unité alpha o de la protéine G impliquée dans la signalisation des RCPG et la régulation de l'AMPC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2775
GeneID	2775
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 60-180 du GNAO1 humain (NP_066268.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09471
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace