

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gnaq Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50148

Numéro d'article: CM0002553

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la GNAQ (G-alpha-q) humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et l'approvisionnement en matières premières diagnostiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-GNAQ                                                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ                                                                                                                 |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                               |
| GeneID (Humain)      | 2776                                                                                                                                                  |
| GeneID               | 2776                                                                                                                                                  |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-150 de la GNAQ humaine (NP_002063.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                 |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                   |
| SWISS                | P50148                                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 42kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                                       |