

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnaq Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50148

Numéro d'article: CM0013332



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine GNAQ pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte GNAQ dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAQ Rabbit pAb
Remarques/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2776
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 359 de la protéine humaine GNAQ (NP_002063.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P50148
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Poche de glace