

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnas Pour Wb, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Numéro d'article: CM0028960

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GNAS humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte plusieurs isoformes de GNAS, notamment Gs-alpha et NESP55, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal et la neuroendocrinologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAS Lapin pAb
Remarques/Alias	AHO; GSA; GSP; POH; GP5A; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2778
ID de gène	2778
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GNAS humain (P63092).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Poids de la protéine	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Expédition	Sac de glace