


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnat1 Pour Wb, Elisa - P11488

Numéro d'article: CM0029637



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GNAT1 (chaîne alpha-1 de la transducine), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la phototransduction et la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2779
Identifiant du gène	2779
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 58-178 de la GNAT1 humaine (NP_000163.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11488
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace