

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnat3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - A8Mtj3

Numéro d'article: CM0021521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GNAT3 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la chaîne alpha-3 de la gustducine impliquée dans la transduction gustative et la détection du sucre intestinal. Réaction croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-GNAT3 de lapin
Remarques/Alias	GDCA; HG1E; GNAT3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	346562
Identifiant du gène	346562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-130 de la GNAT3 humaine (NP_001095856.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	A8MTJ3
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace