


Anticorps Polyclonal Anti-Gnaz Pour Wb, Elisa - P19086

Numéro d'article: CM0017732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GNAZ humaine (Gz-alpha), un transducteur de la signalisation transmembranaire. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Bande attendue ~41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAZ Rabbit pAb
Remarques / Alias	HG1H; gz-alpha; GNAZ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2781
GeneID	2781
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de la GNAZ humaine (NP_002064.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19086
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sacheur de glace