


Anticorps Polyclonal Anti-Gnb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62873

Numéro d'article: CM0023067



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GNB1, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. GNB1 est une sous-unité bêta des protéines G essentielle à la signalisation transmembranaire, ce qui fait de cet anticorps un outil idéal pour la recherche sur la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2782
GeneID	2782
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 340 de la GNB1 humaine (NP_002065.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P62873
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace