

Anticorps Polyclonal Anti-Gnb1L Pour Wb, Elisa - Q9Byb4

Numéro d'article: CM0025247

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GNB1L humain, un régulateur clé de la réponse aux dommages à l'ADN. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation DDR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GNB1L Lapin pAb
Remarques/Alias	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	54584
ID de Gène	54584
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-327 du GNB1L humain (NP_443730.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYB4
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace