

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gnb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62879

Numéro d'article: CM0010726



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GNB2 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec GNB2 humain, murin et de rat, une sous-unité bêta des protéines G impliquée dans la signalisation transmembranaire. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNB2 mAb de lapin
Remarques/Alias	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2783
ID du gène	2783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de la GNB2 humaine (P62879)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P62879
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant