

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnb2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62879

Numéro d'article: CM0029304



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine GNB2 (sous-unité bêta-2 des protéines G). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin GNB2
Remarques/Alias	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2783
ID du Gène	2783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-340 de la protéine humaine GNB2 (NP_005264.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62879
Poids Moléculaire Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace