

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16520

Numéro d'article: CM0015752

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre GNB3, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec GNB3 humain, murin et de rat, une sous-unité bêta clé des protéines G dans la signalisation des GPCR. Idéal pour la recherche en transduction du signal et sur les maladies rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-GNB3
Remarques/Alias	HG2D, CSNB1H, GNB3
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2784
ID du Gène	2784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-340 de GNB3 humain (NP_002066.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16520
Poids Moléculaire Protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace