

Anticorps Polyclonal Anti-Gnb5 Pour Wb, Elisa - O14775

Numéro d'article: CM0031020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GNB5 humain (Gbeta5), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche en neurosciences, la signalisation des GPCR, et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Optimal pour les études d'activité des protéines RGS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNB5 Lapin pAb
Remarques/Alias	GB5, HG2E, IDDCA, LADCI, gbeta5, GNB5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10681
ID du gène	10681
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du GNB5 humain (NP_006569.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14775
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace