


Anticorps Polyclonal Anti-Gne Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y223

Numéro d'article: CM0024995



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre GNE (UDP-N-acétylglucosamine 2-épimérase bifonctionnelle/N-acétylmannosamine kinase). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de l'acide sialique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNE pAb de lapin
Remarques/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10020
GeneID	10020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la GNE humaine (NP_001121699.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y223
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace