

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gng10 Pour Wb, Elisa - P50151

Numéro d'article: CM0027407

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GNG10 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le GNG10 humain, souris et rat, une sous-unité de protéine G de 7 kDa impliquée dans la signalisation transmembranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNG10 Lapin pAb
Remarques/Alias	GNG10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2790
GeneID	2790
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-68 du GNG10 humain (NP_001017998.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50151
Poids moléculaire	7kDa
Expédition	Sac de glace