

Anticorps Polyclonal Anti-Gng3 Pour Wb, Elisa - P63215

Numéro d'article: CM0025696

Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin Anti-GNG3 validé pour WB et ELISA. Il détecte le GNG3 humain avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation membranaire et les protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNG3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HG3D; GNG3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2785
GenelD	2785
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P63215
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace