

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gng7 Pour Wb, Elisa - O60262

Numéro d'article: CM0014405

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine GNG7 (HG3B) humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Protéine prédite de 8 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNG7 Rabbit pAb
Alias	HG3B, GNG7
Espèce	Humaine
ID du gène	2788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-68 de la GNG7 humaine (NP_443079.1).
Espèce hôte	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Numéro d'accès UniProt	O60262
Poids moléculaire prédit	8 kDa
Condition d'expédition	Sac de glace