

Anticorps Polyclonal Anti-Gngt2 Pour Wb Et Elisa - O14610

Numéro d'article: CM0027658

Introduction

Anticorps polyclonal anti-GNGT2 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Détecte le GNGT2 humain et murin, une sous-unité gamma de protéine G impliquée dans la signalisation transmembranaire. Idéal pour la recherche sur la transduction de signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNGT2 pAb de lapin
Remarques / Alias	GNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2793
GeneID	2793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 69 de la GNGT2 humaine (NP_113686.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O14610
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace