

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnl1 Pour Wb, Elisa - P36915

Numéro d'article: CM0018945

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GNL1 (HSR1), élevé avec une protéine recombinante. Validé pour le Western blotting et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude des protéines de liaison au GTP et de l'histocompatibilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSR1, GNL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2794
GeneID	2794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de GNL1 humain (NP_005266.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36915
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace