


Anticorps Polyclonal Anti-Gnl3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bvp2

Numéro d'article: CM0030755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GNL3 humain (Nucleostemin), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte une protéine nucléolaire liant le GTP de 62 kDa impliquée dans le maintien des cellules souches et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
Espèce	Humain
ID de gène	26354
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du GNL3 humain (NP_996562.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BVP2
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace