


Anticorps Polyclonal Anti-Gnmt Pour Wb Et Elisa - Q14749

Numéro d'article: CM0025267



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GNMT humain, adapté pour le western blotting et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la méthylation de la glycine et le métabolisme hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNMT Lapin pAb
Remarques/Alias	HEL-S-182mP; GNMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27232
GeneID	27232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-295 du GNMT humain (NP_061833.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14749
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace