


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnpda1 Pour Wb, Elisa - P46926

Numéro d'article: CM0018349



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la glucosamine-6-phosphate désaminase 1, adapté aux applications WB et ELISA. Détecte la GNPDA1 humaine, murine et de rat ; produit contre une protéine recombinante N-terminale. Destiné à la recherche sur la voie des hexosamines et la synthèse de l'acide hyaluronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNPDA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GPI, HLN, GNP1, GNPI, GNPDA, GNPDA1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	10007
GenelD	10007
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la GNPDA1 humaine (NP_005462.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P46926
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant