

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnpnat1 Pour Wb - Q96Ek6

Numéro d'article: CM0018837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GNPAT1 humaine (N-acétyltransférase de la glucosamine-6-phosphate), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études de la membrane de l'appareil de Golgi et des endosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNPNAT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GNA1 ; GNPAT ; Gpnat1 ; RHZDAN ; GNPAT1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	64841
ID du gène	64841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 91 de la GNPAT1 humaine (NP_932332.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q96EK6
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace