


Anticorps Polyclonal Anti-Gnrh1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01148

Numéro d'article: CM0029995



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GNRH1 humaine (progonadolibérine-1), adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche en endocrinologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNRH1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2796
GeneID	2796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-92 de la GNRH1 humaine (NP_001076580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01148
Poids moléculaire de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace