

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnrh2 Pour Wb, Elisa - O43555

Numéro d'article: CM0030137

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GNRH2 humain (Progonadolibérine-2), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction et sur les hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNRH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GnRH-II ; LH-RHII ; GNRH2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2797
GenelD	2797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-120 du GNRH2 humain (NP_001492.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43555
Poids protéique	13 kDa
Expédition	Sac de glace