

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnrhr Pour Wb, Elisa - P30968

Numéro d'article: CM0015561



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre le GNRHR humain (récepteur de l'hormone de libération des gonadotrophines). Validé pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rats. Idéal pour la recherche en endocrinologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNRHR pAb de lapin
Remarques/Alias	HH7 ; GRHR ; LRHR ; LHRHR ; GNRHR1 ; GNRHR
Espèce	Homme
ID du gène	2798 (Homme)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 1 et 80 du GNRHR humain (NP_000397.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P30968
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Poche réfrigérante