

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnt-V/Mgat5 Pour Wb Et Elisa - Q09328

Numéro d'article: CM0013663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T V), validé pour WB et ELISA. Détecte les espèces humaine et souris. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des N-glycanes, la signalisation cellulaire, l'adhérence et la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNT-V/MGAT5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4249
ID du gène	4249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 627-741 de la protéine humaine GNT-V/MGAT5 (NP_002401.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q09328
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace