

Anticorps Polyclonal Anti-Golga1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92805

Numéro d'article: CM0017044

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GOLGA1 humain (golgine-97). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études du trafic golgien et du transport de l'E-cadhérine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin GOLGA1
Remarques/Alias	golgine-97 ; GOLGA1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de GOLGA1 humain (NP_002068.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92805
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace