


Anticorps Polyclonal Anti-Golga4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13439

Numéro d'article: CM0015775



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GOLGA4 humain (golgine-245, p230). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic golgien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLGA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCP2 ; GOLG ; p230 ; CRPF46 ; MU-RMS-40.18 ; GOLGA4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2803
ID du gène	2803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de GOLGA4 humain (NP_002069.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13439
Poids protéique	261 kDa
Expédition	Sac de glace