

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Golga5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tba6

Numéro d'article: CM0017993

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine GOLGA5 (Golgin-84), une protéine membranaire de l'appareil de Golgi impliquée dans la formation des saccules et le transport rétrograde. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLGA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9950
GenelD	9950
Immunogène	Protéine recombinante (aa 1-300)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBA6
Poids moléculaire	83kDa
Expédition	Sac de glace