

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Golga7 Pour Wb, Elisa - Q7Z5G4

Numéro d'article: CM0023848



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GOLGA7 (GCP16) humaine pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la GOLGA7 humaine et murine, soutenant la recherche sur le transport golgien et la palmitoylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLGA7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène	51125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 de la GOLGA7 humaine (NP_001167595.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z5G4
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace