

Anticorps Polyclonal Anti-Golgin-45 (Blzf1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2G9

Numéro d'article: CM0030613

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la golgin-45 (BLZF1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'homme et la souris. Essentiel pour la structure du Golgi et le transport du RE vers le Golgi, idéal pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BLZF1 pAb de lapin
Remarques / Alias	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8548
GeneID	8548
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-400 de la BLZF1 humaine (NP_003657.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H2G9
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace