

Anticorps Monoclonal Anti-Golph2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbj4

Numéro d'article: CM0006906



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin GOLPH2 validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Reconnaît GP73/GOLM1 humain, souris, rat, une protéine de la membrane de l'appareil de Golgi dont l'expression est augmentée dans l'hépatite virale. Convient pour la recherche sur les maladies du foie et la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51280
ID de Gène	51280
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-350 de GOLPH2 humain (NP_057632.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBJ4
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace