

Anticorps Polyclonal Anti-Golph2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbj4

Numéro d'article: CM0013483



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GOLPH2 humaine (GP73, GOLM1) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies hépatiques et l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLPH2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51280
GeneID	51280
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-401 de la GOLPH2 humaine (NP_057632.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBJ4
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac isotherme