

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Golph2/Gp73 Pour Wb - Q8Nbj4

Numéro d'article: CM0027488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GOLPH2/GP73 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi et les études de biomarqueurs des maladies hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLPH2 pAb de lapin
Remarques/Alias	GP73 ; HEL46 ; GOLPH2 ; C9orf155 ; PSEC0257 ; bA379P1.3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51280
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-401 du GOLPH2 humain (NP_057632.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBJ4
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace