


Anticorps Polyclonal Anti-Golph3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A6

Numéro d'article: CM0018637



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GOLPH3 humain, validé en WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du trafic membranaire de l'appareil de Golgi, de la migration cellulaire et de la signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	GOLPH3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	64083
GenelD	64083
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-298 du GOLPH3 humain (NP_071413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4A6
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace