

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gosr2 Pour Wb, Elisa - O14653

Numéro d'article: CM0026298



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GOSR2 humain (membrane, GS27), validé pour le WB et l'ELISA. Convient pour la recherche sur le transport golgien et les études des complexes SNARE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GOSR2
Remarques/Alias	Bos1 ; EPM6 ; GS27 ; MYOS ; GOSR2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9570
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14653
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace