

Anticorps Polyclonal Anti-Got1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17174

Numéro d'article: CM0027481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GOT1 humaine (aspartate aminotransférase cytoplasmique), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. ~46 kDa. Idéal pour l'étude du métabolisme du glutamate, la neuroprotection et la fonction hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2805
ID du gène	2805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 244-413 de la GOT1 humaine (NP_002070.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17174
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace