

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Got1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17174

Numéro d'article: CM0002542



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance contre la GOT1 humaine, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat ; protéine de 46 kDa. Idéal pour la recherche en neurosciences et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-GOT1
Remarques/Alias	AST ; AST1 ; SGOT ; cCAT ; GIG18 ; cAspAT ; ASTQTL1 ; GOT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2805
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de la GOT1 humaine (NP_002070.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17174
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace