

Anticorps Polyclonal Anti-Got2 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00505

Numéro d'article: CM0025485



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GOT2 humaine (aspartate aminotransférase mitochondriale, kynurénine aminotransférase 4). Validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur le métabolisme, la neurologie et le transport des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GOT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2806
Identifiant du gène	2806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-200 de la GOT2 humaine (NP_002071.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00505
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace