

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gp2 Pour Wb Et Elisa - P55259

Numéro d'article: CM0027546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine GP2 (ZAP75), validé pour le Western Blot (WB) et le test ELISA. Convient pour la détection de la GP2 impliquée dans la réponse immunitaire muqueuse en tant que récepteur de transcytose des cellules M.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZAP75 ; GP2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	2813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-387 de la GP2 humaine (NP_001007243.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P55259
Poids moléculaire protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace