

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gp2 Pour Wb, Elisa - P55259

Numéro d'article: CM0014001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GP2 humaine (ZAP75), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la transcytose des cellules M et de l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZAP75; GP2
Espèce	Humain
ID du gène	2813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-387 de la GP2 humaine (NP_001007243.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P55259
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace