

Anticorps Monoclonal Anti-Gp6/Gpvi Pour Fc, Elisa - Q9Hcn6

Numéro d'article: CM0004079



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GP6/GPVI humain, validé pour la cytométrie en flux et l'ELISA. Convient pour étudier la fonction du récepteur au collagène plaquettaire dans la recherche sur la thrombose et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GP6/GPVI Lapin mAb
Remarques/Alias	GPVI ; GPVI ; BDPLT11 ; GP6/GPVI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51206
GeneID	51206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-267 du GP6/GPVI humain (NP_057447.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HCN6
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace