

Anticorps Polyclonal Anti-Gp9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Numéro d'article: CM0029156



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GP9 humaine (GPIX/CD42a), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la GP9 humaine, de souris et de rat, une glycoprotéine plaquettaire essentielle pour l'adhésion médiée par le facteur vWF dans la recherche sur l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GP9 pAb de lapin
Remarques / Alias	GPIX ; CD42a ; GP9
Espèce	Humain
ID du gène	2815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-147 de la GP9 humaine (NP_000165.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14770
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace