

Anticorps Polyclonal Anti-Gpa33 Pour Wb, If-P, Elisa - Q99795

Numéro d'article: CM0014794

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPA33 produit contre le domaine extracellulaire recombinant. Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit avec le GPA33 humain, murin et de rat. Convient au diagnostic et à la recherche sur les cancers gastro-intestinaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPA33 Rabbit pAb
Remarques/Alias	A33 ; GPA33
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10223
GeneID	10223
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 235 du GPA33 humain (NP_005805.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99795
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace