

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gpa33 - Q99795

Numéro d'article: CM0011626

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la GPA33 humaine (antigène A33 de surface cellulaire). Validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les cancers gastro-intestinaux et coliques. À usage exclusivement recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-GPA33
Remarques / Alias	A33; GPA33
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10223
Identifiant de gène	10223
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99795
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace