


Anticorps Polyclonal Anti-Gpam Pour Wb, Elisa - Q9Hcl2

Numéro d'article: CM0019826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GPAM humaine (glycérol-3-phosphate acyltransférase 1). Convient pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids protéique 93 kDa. Swiss-Prot Q9HCL2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPAM Lapin pAb
Remarques/Alias	GPAM ; GPAT ; GPAT1 ; glycérol-3-phosphate acyltransférase ; mitochondrial
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	57678
Identifiant de gène	57678
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9HCL2
Poids protéique	93 kDa
Expédition	Sac de glace