


Anticorps Polyclonal Anti-Gpc1 Pour Wb Et Elisa - P35052

Numéro d'article: CM0017773



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GPC1 humain (Glypican-1), adapté pour le WB et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le protéoglycane à héparane sulfate dans la signalisation cellulaire, la biologie des prions et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	glypican ; GPC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2817
GeneID	2817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-420 du GPC1 humain (NP_002072.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35052
Poids protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace