

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpc4 Pour Wb Et Elisa - O75487

Numéro d'article: CM0016575

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible GPC4 (K-glypicane), adapté pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les espèces humaine et souris. Poids de la protéine ~62kDa. Utile pour étudier la fonction de la glypicane-4 dans le développement des tubules et du système nerveux central.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	GPC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	KPTS; K-glypicane; GPC4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2239
GeneID	2239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 357-556 du GPC4 humain (NP_001439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75487
Poids de la Protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace